

Depósito dental
*Al servicio de su clínica
o laboratorio dental*



BADER[®]

**CATÁLOGO
FRESAS**

**PACK X5 UDS.
OFERTA**




ISO 263
REF 103 FG
Football




Ø mm	025
L1 mm	5.0
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 156
REF 156 FG
Cylinder



Ø mm	014
L1 mm	4.5
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 158
REF 158 FG
Cylinder



Ø mm	014
L1 mm	8.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

ISO 274
REF 274 FG
Flame



Ø mm	016
L1 mm	3.5
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 257
REF 368 FG
Football




Ø mm	016 023
L1 mm	3.0 5.0
L2 mm	19.0 19.0
Grit Size	

ISO 277
REF 379 FG
Ellipse




Ø mm	020 023 030
L1 mm	4.0 4.0 4.5
L2 mm	19.0 19.0 22.0
Grit Size	

ISO 219P
REF 413 FG
Safe-End Taper




Ø mm	020
L1 mm	10.0
L2 mm	24.0
Grit Size	

ISO 164
REF 852 FG
Pointed Taper




Ø mm	012 014 018
L1 mm	6.0 6.0 6.0
L2 mm	21.0 21.0 21.0
Grit Size	

ISO 197
REF 855 FG
Round-End Taper



Ø mm	012 014 016 018
L1 mm	6.5 6.8 7.0 8.5
L2 mm	21.0 21.0 21.0 22.0
Grit Size	

ISO 198
REF 856 FG
Round-End Taper




Ø mm	016 022 025
L1 mm	8.0 9.0 7.0
L2 mm	22.0 22.0 21.0
Grit Size	

ISO 165
REF 858 FG
Pointed Taper



Ø mm	012 014
L1 mm	8.0 8.0
L2 mm	22.0 22.0
Grit Size	

ISO 166
REF 859 FG
Pointed Taper



Ø mm	016 018 022
L1 mm	10.5 10.0 9.5
L2 mm	24.0 24.0 24.0
Grit Size	

ISO 245
REF 860 FG
Flame




Ø mm	014 018
L1 mm	5.0 7.0
L2 mm	19.0 21.0
Grit Size	

ISO 001
REF 801 FG
Ball



Ø mm	009 010 012 014 016 018 022
L1 mm	19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
L2 mm	25.0 25.0
Grit Size	

ISO 001L
REF 801L FG
Ball



Ø mm	016 025
L1 mm	25.0 25.0
L2 mm	25.0 25.0
Grit Size	

ISO 002
REF 802 FG
Ball With Collar



Ø mm	014 018 022
L1 mm	2.6 2.6 3.0
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 010
REF 805 FG
Cone Inverted



Ø mm	012 014 018
L1 mm	1.2 1.4 1.5
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 019
REF 806 FG
Cone With Collar



Ø mm	012 014 018
L1 mm	2.4 2.8 3.0
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 225
REF 807 FG
Inverted Cone



Ø mm	012 014 018
L1 mm	3.0 3.5 5.0
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 032
REF 813 FG
Double Cone



Ø mm	014 016 018
L1 mm	2.6 1.6 2.2
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 249
REF 862 FG
Flame




Ø mm	014 016
L1 mm	8.0 9.0
L2 mm	22.0 24.0
Grit Size	

ISO 250
REF 863 FG
Flame



Ø mm	012 016
L1 mm	6.0 10.0
L2 mm	22.0 24.0
Grit Size	

ISO 223
REF 868 FG
Round-End Taper



Ø mm	012 016
L1 mm	8.0 8.0
L2 mm	22.0 22.0
Grit Size	

ISO 222
REF 869 FG
Round-End Taper



Ø mm	014
L1 mm	6.0
L2 mm	21.0
Grit Size	

ISO 297
REF 877K FG
Curettage/Pointed Taper



Ø mm	012 018
L1 mm	6.5 6.5
L2 mm	21.0 21.0
Grit Size	

ISO 289
REF 878 FG
Torpedo



Ø mm	014
L1 mm	8.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

ISO 298
REF 878K FG
Curettage/Pointed Taper



Ø mm	018
L1 mm	8.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

PACK X5 UDS.
OFERTA


PACK X5 UDS.
OFERTA

ISO 263
REF 103 FG
Football




Ø mm	025
L1 mm	5.0
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 156
REF 156 FG
Cylinder



Ø mm	014
L1 mm	4.5
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 158
REF 158 FG
Cylinder



Ø mm	014
L1 mm	8.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

ISO 274
REF 274 FG
Flame



Ø mm	016
L1 mm	3.5
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 257
REF 368 FG
Football



Ø mm	016 023
L1 mm	3.0 5.0
L2 mm	19.0 19.0
Grit Size	

ISO 277
REF 379 FG
Ellipse



Ø mm	020 023 030
L1 mm	4.0 4.0 4.5
L2 mm	19.0 19.0 22.0
Grit Size	

ISO 219P
REF 413 FG
Safe-End Taper




Ø mm	020
L1 mm	10.0
L2 mm	24.0
Grit Size	

ISO 290
REF 879 FG
Torpedo



Ø mm	016
L1 mm	10.0
L2 mm	24.0
Grit Size	

ISO 140
REF 880 FG
Round-End Cylinder




Ø mm	012 014
L1 mm	6.0 6.0
L2 mm	21.0 21.0
Grit Size	

ISO 141
REF 881 FG
Round-End Cylinder



Ø mm	012 014 016
L1 mm	8.0 8.0 8.0
L2 mm	22.0 22.0 22.0
Grit Size	

ISO 129
REF 884 FG
Cone-End Cylinder



Ø mm	012
L1 mm	5.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

CARBURO TUNGSTENO FG

¡NUEVO!

PACK X5 UDS.
OFERTA

ISO 199
REF ZEKRYA 151



Ø mm	1.6
L	2.5


500.316.219.199.025

ISO 001
REF 801 FG
Ball



Ø mm	009 010 012 014 016 018 022
L1 mm	19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
L2 mm	25.0 25.0
Grit Size	

ISO 001L
REF 801L FG
Ball



Ø mm	016 025
L1 mm	25.0 25.0
L2 mm	25.0 25.0
Grit Size	

ISO 002
REF 802 FG
Ball With Collar



Ø mm	014 018 022
L1 mm	2.6 2.6 3.0
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 010
REF 805 FG
Cone Inverted



Ø mm	012 014 018
L1 mm	1.2 1.4 1.5
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 019
REF 806 FG
Cone With Collar



Ø mm	012 014 018
L1 mm	2.4 2.8 3.0
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 225
REF 807 FG
Inverted Cone



Ø mm	012 014 018
L1 mm	3.0 3.5 5.0
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 032
REF 813 FG
Double Cone



Ø mm	014 016 018
L1 mm	2.6 1.6 2.2
L2 mm	19.0 19.0 19.0
Grit Size	

ISO 130
REF 885 FG
Cone-End Cylinder



Ø mm	010 012 014 016
L1 mm	8.0 7.5 8.0 8.0
L2 mm	22.0 22.0 22.0 22.0
Grit Size	

ISO 131
REF 886 FG
Cone-End Cylinder



Ø mm	016
L1 mm	10.0
L2 mm	24.0
Grit Size	

ISO 496
REF 888 FG
Flame



Ø mm	012
L1 mm	8.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

ISO 068
REF 909 FG
Wheel



Ø mm	035 042 050
L1 mm	1.4 2.0 1.2
L2 mm	19.0 22.0 19.0
Grit Size	


PACK X5 UDS.
OFERTA

ISO 511
REF 6051 FG
Cylindrical/conical Reducer



Ø mm	016
L1 mm	5.0
L2 mm	19.0
Grit Size	

ISO 512
REF 6052 FG
Cylindrical/conical Reducer



Ø mm	018
L1 mm	7.0
L2 mm	21.0
Grit Size	

ISO 517
REF 6054 FG
Cylindrical/conical Reducer



Ø mm	016
L1 mm	6.0
L2 mm	21.0
Grit Size	

ISO 518
REF 6055 FG
Cylindrical/conical Reducer



Ø mm	018
L1 mm	8.0
L2 mm	22.0
Grit Size	

ISO 219
REF ENDO-Z 152



Ø mm	1.4
L	9.0

500.316.219.295.025

ISO 001
REF EXCAVABURS



Ø mm	1.4
L	1.4

500.314.001.019

RESUMEN DE FORMAS



RECOMENDACIONES

Utilización

- El vástago debe ser introducido, lo más profundo posible, en las pinzas de sujeción (1).
- Movimientos de palanca, demasiadas desviaciones laterales y bloqueos durante la rotación aumentan el peligro de ruptura de los instrumentos.
- Colocar el instrumento en rotación antes de aplicarlo sobre la zona de trabajo.
- Instrumentos largos y puntiagudos se utilizan a lo largo de toda la superficie de trabajo y no sólo sobre la punta, de esta manera se evita un aumento inconsciente de la presión de trabajo que puede derivar en un recalentamiento local (2).
- Si el diámetro de la superficie de trabajo es superior al del vástago y los instrumentos son muy largos, pueden desarrollarse fuerzas centrífugas con un número de giros demasiado elevado, que pueden provocar oscilaciones, torcedura del vástago y ruptura del instrumento. Nunca supere el número de giros máximo permitido (3).
- Asegure una adecuada refrigeración con spray de agua (mínimo 50ml/ min.).
- En caso de instrumentos con un diámetro ISO mayor a 027, aumente el flujo de agua de refrigeración.
- Lave nuevamente los instrumentos después de su utilización y remueva los eventuales residuos para mantener intacto su poder abrasivo. Para ello recomendamos la utilización de la goma abrasiva Intensiv Diakleen.

Mantenimiento

- Los instrumentos se presentan en envases no estériles. Deben ser desinfectados, lavados y esterilizados al ser utilizados por primera vez e inmediatamente después de cada utilización.

Desinfección

- Desinfecte los instrumentos diamantados separados de los instrumentos que no sean de acero inoxidable, como por ejemplo: puntas de goma y abrasivos.
- Utilice únicamente soluciones de limpieza/desinfección que protejan contra la corrosión, respetando rigurosamente las concentraciones y los tiempos de reacción indicados por el fabricante.
- En caso de instrumentos particularmente sucios se recomienda la utilización de una cuba de ultrasonido.

Control/Nueva limpieza

- Después de la desinfección, los instrumentos deben ser revisados para identificar contaminaciones residuales. Si es necesario, repita la operación de desinfección/limpieza.
- Limpie las superficies de los instrumentos diamantados sucios con la goma abrasiva Diakleen o con un cepillo adecuado. Enjuague a fondo los instrumentos con agua y séquelos inmediatamente.
- Controle eventuales daños: elimine los instrumentos oxidados, sin punta o excéntricos.



Esterilización

- La esterilización debe realizarse según procedimientos validados. Si es posible, utilice autoclaves con vacío fraccionado, de fase única con fase de vacío también en el secado, o chemoclaves. No es adecuado el uso de esterilizadores de aire caliente para instrumentos diamantados.
- Deben evitarse las temperaturas superiores a 180°C para no comprometer la vida útil del instrumento.
- Medicaline recomienda referirse a la norma ISO 17664 para el proceso de esterilización:

Ciclo a 134°C:

- T_{mín} = 134°C – T_{máx} = 138°C
- Presión = 3,15 bar abs
- Tiempo = 4 min (incrementable)

Ciclo a 121°C:

- T_{mín} = 121°C – T_{máx} = 125°C
- Presión = 2,10 bar abs
- Tiempo = 16 min (incrementable)

Información general

Para garantizar la trazabilidad del lote, conserve el envase original durante todo el período de utilización.

INSTRUMENTOS ROTATORIOS DIAMANTADOS



MEJOR PRESENTACIÓN



Blister de 5 fresas dispensables individualmente.

Información de producto y recomendaciones de uso.

FÁCIL NOMENCLATURA E IDENTIFICACIÓN



- FG 801 C 012
- Forma
- C: Grano grueso
- M: Grano medio
- F: Grano fino
- Diámetro

SÓLO DOS PRECIOS

- $\varnothing \leq 0,16\text{mm}$: 16€
- $\varnothing > 0,16\text{mm}$: 27€



INMEJORABLE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO



DepoDent

Intensiv
Swiss Dental Products



Las ventajas de Medicaline
elevadas a
la calidad de Intensiv



FABRICACIÓN INTEGRAMENTE SUIZA




MÁXIMA CALIDAD




MÁXIMA DURABILIDAD CLÍNICAMENTE CONTRASTADA






CORTE RÁPIDO, PRECISO Y AGRADEBLE


835KR Cilindro corta-borde redondeado				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		010	012 014
	L (mm)		4,0	4,0 4,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23412	ML23413 ML23414
		Medio	M ML20321-0	ML20321-2 ML20321-4
		Fino	F ML23484-0	ML23484-2 ML23484-4


835 Cilindro corto				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		010	012 014
	L (mm)		4,0	4,0 4,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23409	ML23410 ML23411
		Medio	M ML21117	ML21118 ML20319
		Fino	F ML23486-0	ML23486-2 ML23486-4



862 Llama cilindro				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014
	L (mm)		8,0	8,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23447-1	ML23447-2
		Medio	M ML20460	ML20461
		Fino	F ML23491	ML23491-4


836 Cilindro corto hombro paralelo				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014 018
	L (mm)		6,0	6,0 6,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23411-2	ML23411-6 ML23411-8
		Medio	M ML20325	ML20326 ML20328
		Fino	F ML23487-2	ML23487-4 ML23487-8


837KR Cilindro XL borde redondeado				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014
	L (mm)		8,0	8,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23418	ML23419
		Medio	M ML20332-K	ML20332-R
		Fino	F ML23488-2	ML23488-4



848 Cónica larga				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		014	016 018
	L (mm)		10,0	10,0 10,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23423-4	ML23423 ML23424
		Medio	M ML20380	ML20381 ML20382
		Fino	F ML23492-4	ML23492-6 ML23492-8


845 Cónica corta				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014
	L (mm)		4,0	4,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23425-2	ML23425-4
		Medio	M ML20358	ML20359
		Fino	F ML23490-2	ML23490-4



885 Cilindro biselado				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014
	L (mm)		7,5	7,5
	Tamaño grano	Grueso	C ML23444	ML23445
		Medio	M ML20537	ML20538
		Fino	F ML23485-2	ML23485-4

881 Cilindro redondeado				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014 016 018
	L (mm)		8,0	8,0 8,0 8,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23441	ML23442 ML23443 ML23443-8
		Medio	M ML20525	ML20526 ML20527 ML20527-8
		Fino	F ML23489-2	ML23489-4 ML23489-6 ML23489-8

856 Cónica redondeada				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014 016 018
	L (mm)		8,0	8,0 8,0 8,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23432-1	ML23432 ML23433 ML23434
		Medio	M ML20423	ML20424 ML20425 ML20426
		Fino	F ML23467	ML23468 ML23469 ML23470

878 Cilindro torpedo				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014 016
	L (mm)		8,0	8,0 8,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23437	ML23438 ML23438-1
		Medio	M ML20496	ML20497 ML20498
		Fino	F ML23475-2	ML23475-4 ML23475

879 Cilindro torpedo				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		012	014
	L (mm)		10,0	10,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23438-D	ML23438-A
		Medio	M ML20506	ML20507
		Fino	F ML23476-2	ML23476-4

859 Lanza de cono apuntado				
	ISO Ø 1/10 mm			
	FG		010	014 018
	L (mm)		10,0	10,0 10,0
	Tamaño grano	Grueso	C ML23434-0	ML23434-4 ML23434-9
		Medio	M ML20440	ML20442 ML20444
		Fino	F ML23472	ML23473 ML23474

Bola



801 Bola						
ISO Ø 1/10 mm						
FG	012	014	016	018	023	029
Tamaño grano						
Grueso	C	ML23401	ML23401-4	ML23401-6	ML23401-8	ML23401-A
Medio	M	ML22903	ML21006	ML22905	ML21008	ML20210
Fino	F	ML23455-2	ML23455-4	ML23455-6	ML23455	ML23456

Cono



805 Cono invertido			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	1,0	1,5	1,5
Tamaño grano			
Grueso	C	ML23449	ML23449-1
Medio	M	ML21027	ML20228
Fino	F	ML23482-2	ML23482-4

807 Cono invertido largo			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	016	018
L (mm)	4,0	5,2	5,5
Tamaño grano			
Grueso	C	ML23402-2	ML23402-6
Medio	M	ML20243	ML20246
Fino	F	ML23481-2	ML23481-4

Pera



830 Pera			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	3,0	3,0	3,0
Tamaño grano			
Grueso	C	ML23404	ML23405
Medio	M	ML20305	ML21106
Fino	F	ML23483-0	ML23483-2

830L Pera larga		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	4,2	4,5
Tamaño grano		
Grueso	C	ML23405-L
Medio	M	ML20300
Fino	F	ML23462-2

Leyenda	Tamaño grano		Símbolos
	Grueso	C 125 µm	
	Medio	M 80 µm	
	Fino	F 40 µm	
			Preparación de cavidades
			Preparación de prótesis
			Acabado de restauraciones
			Angulación de la punta

Torpedo



878K Torpedo cónico				
ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Tamaño grano				
Grueso	C	ML23438-3	ML23438-K	ML23438-6
Medio	M	ML20501	ML20502	ML20503
Fino	F	ML23495-2	ML23495-4	ML23495-6

Football



368 Football apuntada			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	016	021	023
L (mm)	3,5	5,0	5,0
Tamaño grano			
Grueso	C	ML23402	ML23402-1
Medio	M	ML20222	ML20212-1
Fino	F	ML23452	ML23453-1



379 Football redondeada		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	018	023
L (mm)	3,5	4,5
Tamaño grano		
Grueso	C	ML23448-8
Medio	M	ML20249
Fino	F	ML23451-8

Rueda



909 Rueda	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	039
L (mm)	1,3
Tamaño grano	
Grueso	C ML23446
Medio	M ML20555
Fino	F ML23495-9





Depósito dental DepoDent España

DepoDent España - ventas@depodent.es - Tel. 902 767 118 - <https://depodent.es>